

PROTOKOL ZA INTRAORALNI SKENER

1. SKEN: POČETNA SITUACIJA

- Sken gornje čeljusti sa što više sluznice i nepca
- Sken donje čeljusti sa što više sluznice
- **Sken obje čeljusti u zagrizu**
- Foto cijelog lica pacijenta prema sljedećem protokolu: 1. zagriz s retractorom, 2. rastvorene čeljusti s retractorom, 3. široki osmijeh (rastvorene čeljusti), 4. široki osmijeh u zagrizu, 5. blagi osmijeh (donja usna samo blago dodiruje incizalne bridove gornjih zuba)
- Zapisati sve informacije o budućem radu u **We- Dentify**

Trajanje termina

1h

2. SKEN: RADNA SITUACIJA-> ZUBI

- Sken radnog modela gornje čeljusti sa što više sluznice i nepca
- Sken radnog modela donje čeljusti sa što više sluznice
- **Sken obje čeljusti u zagrizu**
- ! **Precizno poskenirati bataljke, cervikalne rubove, susjedne zube, antagoniste i zagriz !**
- Foto cijelog lica pacijenta prema sljedećem protokolu: 1. zagriz s retractorom, 2. rastvorene čeljusti s retractorom, 3. široki osmijeh (rastvorene čeljusti), 4. široki osmijeh u zagrizu, 5. blagi osmijeh (donja usna samo blago dodiruje incizalne bridove gornjih zuba)
- Zapisati sve potrebne informacije u We dentify u **Razgovore**

Trajanje termina

1h-3h

2. SKEN: RADNA SITUACIJA-> IMPLANTATI

- Sken radnog modela gornje čeljusti sa što više sluznice i nepca
- Sken radnog modela donje čeljusti sa što više sluznice
- **Sken obje čeljusti u zagrizu**
- Pravilno biranje Scan body.a prema:
 - Proizvođaču (Nobel/Straumann)
 - Vrsti implantata (Rc/Rp, Nc/Np, SRA/MUA, Rn)
 - Protetskom radu (cirkon/metal)
 - **! Jedino za All on radove na MUA/SRA koriste se Scan body.i od ZIRKON Zahn.a**
- Foto cijelog lica pacijenta prema protokolu: 1. zagriz s retractorom, 2. rastvorene čeljusti s retractorom, 3. široki osmijeh (rastvorene čeljusti), 4. široki osmijeh u zagrizu, 5. blagi osmijeh (donja usna samo blago dodiruje incizalne bridove gornjih zuba)
- Za boju slikati susjedne zube ili one zube s kojima usklađujemo rad
- Zapisati sve potrebne informacije u We dentify u **Razgovore**

Trajanje termina

→ 1h-3h

3. SKEN: PROTOTIP

- Probati prototip (dosjed, zagriz, odnos prema antagonistima, pasivnost)
- Odraditi potrebne korekcije:
 - Zagriz visok-> ubrusiti
 - Fali rub do stepenice $\leq 1.5\text{ mm}$ -> **dodati u kompozitu i prototip ne vraćati na model!**
 - Fali rub do stepenice $> 1.5\text{ mm}$ -> ponovno poskenirati i pozvati tehničara
 - Fali dosjed na gingivu kod međučlana-> otisnuti korekturom
 - Međučlan prejako nasjeda na gingivu-> ubrusiti
 - Zubi predugi -> ubrusiti
 - Zubi prekratki -> dodati u kompozitu
- Nakon svih odrađenih korekcija, **prototip poskenirati u ustima**
- Uzeti zagriz (Futar)
- Foto cijelog lica pacijenta prema protokolu: 1. zagriz s retraktorom, 2. rastvorene čeljusti s retraktorom, 3. široki osmijeh (rastvorene čeljusti), 4. široki osmijeh u zagrizu, 5. blagi osmijeh (donja usna samo blago dodiruje incizalne bridove gornjih zuba)
- Zapisati sve potrebne informacije u **We dentify** u **Razgovor**



Trajanje termina



30min-1h

4. SKEN: CIRKON

- Prover rubova i pasivnosti
- Ukoliko je potrebno, odraditi korekcije
 - Zagriz visok-> ubrusiti do kraja i uzeti futar
 - Fale kontakti -> uzeti futar
 - Fali rub do stepenice $\leq 1.5 \text{ mm}$ -> **dodati u kompozitu i cirkon ne vraćati na model!**
 - Fali dosjed na gingivu kod međučlana-> otisnuti korekturom
 - Međučlan prejako nasjeda na gingivu-> ubrusiti
 - Zubi predugi -> ubrusiti
 - Zubi prekratki -> dodati u kompozitu
- Nakon svih odrađenih korekcija, cirkon poskenirati u ustima
- Uzeti zagriz (Futar)
- Foto cijelog lica pacijenta prema protokolu: 1. zagriz s retraktorom, 2. rastvorene čeljusti s retraktorom, 3. široki osmijeh (rastvorene čeljusti), 4. široki osmijeh u zagrizu, 5. blagi osmijeh (donja usna samo blago dodiruje incizalne bridove gornjih zuba)
- Ukoliko je potrebna korekcija boje, fotografirati krunicu/e u ustima da se vidi odstupanje boje prema susjednim zubima
- Zapisati sve potrebne informacije u **We identify** u **Razgovor**



Trajanje termina



30min-1h



4. SKEN: METAL

- Provjera rubova i pasivnosti metala
- Ukoliko je potrebno, odraditi korekcije:
 - Fali rub do stepenice -> **dodati u kompozitu i metal ne vraćati na model!**
 - Provjera pozicije zuba u metalu u odnosu na:
 - Greben
 - Medijalnu liniju
 - Susjedne zube
 - Antagoniste
 - Okluziju (ima li mjesta za keramiku)
- Uzeti zagriz (Futar)
- Foto cijelog lica pacijenta prema protokolu: 1. zagriz s retraktorom, 2. rastvorene čeljusti s retraktorom, 3. široki osmijeh (rastvorene čeljusti), 4. široki osmijeh u zagrizu, 5. blagi osmijeh (donja usna samo blago dodiruje incizalne bridove gornjih zuba)
- Zapisati sve potrebne informacije u **We dentify** u **Razgovor**



Trajanje termina

30min-1h

PROBA KERAMIKE

- Provjeriti dosjed rubova na bataljke i pasivnost
- Po potrebi odraditi potrebne korekcije:
 - Zagriz visok-> ubrusiti
 - Fali rub do stepenice -> **dodati u kompozitu i most ne vraćati na model!**
 - Provjera pozicije zuba u odnosu na:
 - Greben
 - Medijalnu liniju
 - Susjedne zube
 - Antagoniste
 - Okluziju
- Provjera **boje**, morfologije, pozicije i veličine zuba
- Za boju slikati susjedne zube ili one zube s kojima usklađujemo rad

Nema dodatnih korekcija

CEMENTIRANJE

Potrebne dodatne korekcije

5. SKEN: PROBA KERAMIKE

- Po potrebi odraditi korekcije:
 - Zagriz visok-> ubrusiti
 - Fali rub do stepenice -> **dodati u kompozitu i most ne vraćati na model!**
- Foto cijelog lica pacijenta prema protokolu: 1. zagriz s retraktorom, 2. rastvorene čeljusti s retraktorom, 3. široki osmijeh (rastvorene čeljusti), 4. široki osmijeh u zagrizu, 5. blagi osmijeh (donja usna samo blago dodiruje incizalne bridove gornjih zuba)
- Upisati sve potrebne promjene u **We identify** u **Razgovor**
- Ukoliko je potrebna korekcija okluzije uzeti futar

PROBA GLAZIRANE KERAMIKE

- Provjeriti dosjed rubova na bataljke i pasivnost
- Po potrebi odraditi korekcije:
 - Zagriz visok-> ubrusiti
 - Fali rub do stepenice -> **dodati u kompozitu i most ne vraćati na model!**
 - Provjera pozicije zuba u odnosu na:
 - Greben
 - Medijalnu liniju
 - Susjedne zube
 - Antagoniste
 - Okluziju
- Provjera **boje**, morfologije i veličine zuba

Nema dodatnih korekcija

CEMENTIRANJE

Potrebne dodatne korekcije

6. SKEN: GLAZIRANE KERAMIKE

- Po potrebi odraditi korekcije:
 - Zagriz visok-> ubrusiti
 - Fali rub do stepenice -> **dodati u kompozitu i most ne vraćati na model!**
- Foto cijelog lica pacijenta prema protokolu: 1. zagriz s retraktorom, 2. rastvorene čeljusti s retraktorom, 3. široki osmijeh (rastvorene čeljusti), 4. široki osmijeh u zagrizu, 5. blagi osmijeh (donja usna samo blago dodiruje incizalne bridove gornjih zuba)
- Upisati sve potrebne promjene u **We dentify** u **Razgovor**
- Ukoliko je potrebna korekcija okluzije uzeti futar